

La cánula dispone de una **graduación centimétrica a lo largo de toda su longitud**, lo que permite **controlar con precisión la profundidad de la punción**.

La cánula, también conocida como **“aguja roma”**, es flexible, de extremo romo y superficie deslizante, por lo que **no daña los vasos sanguíneos**, a diferencia de la aguja convencional, sino que los desplaza lateralmente durante el procedimiento. Gracias al uso de la cánula, los **tratamientos estéticos son menos invasivos**, tanto por la técnica como por el método de aplicación.

Con una sola punción es posible tratar **entre 8 y 12 cm² de superficie cutánea** (dependiendo de la longitud de la cánula). En los procedimientos inyectables tradicionales, esa misma superficie requiere **múltiples punciones**.

Las revolucionarias **cánulas flexibles MagiCannula** permiten introducir el producto en amplias áreas del rostro y del cuerpo, alcanzando todas las zonas **con una sola punción**. Esta nueva técnica ofrece un **mejor control de la cantidad aplicada** de ácido hialurónico, ácido poliláctico u otras sustancias similares, con el objetivo de **reducir arrugas, modelar los rasgos faciales, revitalizar la piel dañada o reconstruir tejidos afectados**.

Además, el procedimiento es **más rápido**, evita los aspectos **invasivos y dolorosos** de las inyecciones tradicionales, **reduce el riesgo de Petequias, hematomas** y resulta **mucho más cómodo para el paciente**.

Calibre (G)	Longitud (mm)
14G	100
16G	100
22G	70
25G	50

