



LÁPIZ

MICROPUNCIÓN

MICRONEEDLE
THERAPY SYSTEM



LÁPIZ

MICROPUNCIÓN



FACIAL NEEDLES

AGUJAS FACIAL



CARA COMPLETA

Punta de 36 agujas



CÓDIGO DE BARRAS CONTORNO DE OJOS LÍNEAS DE EXPRESIÓN

Nano pequeña



BODY NEEDLES

AGUJAS CORPORALES



LIPOLÍTICO

Zonas grandes corporal

Punta de 12 agujas




ESTRÍAS

Nano grande







Tov Pen

11336

Indicaciones

Hidratación a través de dispositivo para mesoterapia virtual.

Características

- Equipo inalámbrico.
- 2 baterías.
- Dos tipos de cabezales:
 - Cabezal nanoaguja para pieles muy sensibles.
 - Cabezal 0.3 mm para resto de pieles.

6.500 rpm = 108 ciclos/segundo = 108 cycles/second

7.500 rpm = 125 ciclos/segundo = 125 cycles/second

8.500 rpm = 141 ciclos/segundo = 141 cycles/second

9.500 rpm = 158 ciclos/segundo = 158 cycles/second

10.000 rpm = 166 ciclos/segundo = 166 cycles/second

FACIAL piel fina o sensible ● ● ●

FACIAL piel gruesa ● ● ● ●

CORPORAL ● ● ●

