

SKINPLUS ANALIZER

Se convierte en una **herramienta clave**
no solo para el **diagnóstico**, sino también
para la comunicación **médico - paciente**,
mejorando la **experiencia** clínica y la **fidelización**.



ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Nombre del producto	SKIN PLUS ANALIZER
CPU	de alto rendimiento RK3588
Píxeles	35 MP de resolución de imagen
Idioma del sistema	Español , Inglés
Resolución de pantalla	Pantalla Full HD 1920 x 1080
Sistema operativo	Android




www.tovmedical.com
(+34) 912 82 52 82
info@tovmedical.com

SKINPLUS ANALIZER

Redefine la visión del cuidado de la piel

4 fuentes de luz

10 espectros de luz

35 millones de píxeles

Comparación inteligente con **big data**

Resultados precisos y objetivos



INTELIGENCIA ARTIFICIAL
APLICADA AL ANÁLISIS DE LA PIEL

TOVMEDICAL

Nuevo SKINPLUS ANALIZER

El nuevo estándar en análisis profesional de la piel

SKIN PLUS ANALIZER es un analizador cutáneo de última generación que combina imagen multispectral e inteligencia artificial para ofrecer un diagnóstico visual, preciso y fácil de entender, tanto para el profesional como para el paciente.

Permite identificar de forma clara los principales problemas de la piel y mostrar su evolución en el tiempo, convirtiéndose en una potente herramienta de diagnóstico, comunicación y venta de tratamientos.

ANÁLISIS CUTÁNEO ASISTIDO POR IA

Sistema de análisis de la piel que combina imagen multispectral e inteligencia artificial para apoyar la evaluación clínica de forma objetiva, reproducible y documentada.

La IA analiza patrones cutáneos complejos y transforma la imagen en datos útiles para la toma de decisiones clínicas.

¿CÓMO INTERVIENE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La inteligencia artificial procesa la información obtenida a través de múltiples espectros de luz, compara los resultados con bases de datos de referencia y genera un análisis estandarizado y consistente, reduciendo la subjetividad visual.



Gracias a su sistema de posicionamiento multipunto y a la superposición de imágenes en tiempo real, SKIN PLUS ANALIZER permite capturar siempre la misma vista del rostro, facilitando un seguimiento claro y comparativo de la evolución de la piel.

El paciente **ve los resultados.**

El profesional **gana confianza y fidelización.**

10 MODOS DE IMAGEN INTELIGENTE

Análisis avanzado de la piel



Análisis de poros



Detección de pigmentación profunda (UV)



Análisis de arrugas



Detección de acné y porfirinas



Análisis de textura y rugosidad



Análisis de piel sensible (zonas rojas)



Detección de inflamación superficial



Mapa de hiperpigmentación



Análisis de pigmentación epidérmica



Detección de daño solar con luz UV

¿QUÉ APORTA A LA CLÍNICA?

Para el profesional

Evaluación objetiva del estado de la piel
Apoyo al diagnóstico y a la toma de decisiones
Seguimiento comparativo antes / después
Documentación visual del tratamiento

Para el paciente

Comprensión clara de su piel
Mayor confianza en el diagnóstico
Mejor adherencia al tratamiento

APLICACIONES HABITUALES

Dermatología clínica - Medicina estética
Cosmiatría avanzada
Clínicas de rejuvenecimiento facial
Centros de diagnóstico cutáneo

